

Thermo Scientific Cytoslides®

- Objektträger speziell für zytologische Anwendungen
- Besonders effizientes Screening durch Markierung der Zellablagefläche
- Größe der Objektträger 75 x 25 mm
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem optischem Glas
- Beschichtete Objektträger
- Keine Albuminbeschichtung mehr notwendig
- Zeit- und Arbeitersparnis
- Verhindert Hintergrundfärbung, ein häufiges Problem bei albuminisierten Objektträgern oder bei ICH- bzw. ISH-Verfahren


Einfach-Cytoslides



- Zur Verwendung mit Thermo Scientific EZ Einfach-Cytofunnel®
- Ein weißer Kreis von 12 mm Durchmesser definiert den Zellsedimentierungsbereich und erleichtert ein effizientes Screening
- Unbeschichtete Objektträger sind mit einem Kreis auf Vorder- oder Rückseite lieferbar
- 100 Objektträger/Packung

Beschreibung	Bestellnummer
Beschichtete Objektträger, Kreis auf der Vorderseite	5991056
Unbeschichtete Objektträger, Kreis auf der Vorderseite	5991051
Unbeschichtete Objektträger, Kreis auf der Rückseite	5991059

Doppel-Cytoslides



- Zur Verwendung mit Thermo Scientific EZ Doppel-Cytofunnel®
- Jedes Präparat ist in einem der beiden gekennzeichneten Kreisen enthalten
- Kreisnummern entsprechen den Nummern der Cytofunnel-Kammern
- 100 Objektträger/Packung

Beschreibung	Bestellnummer
Beschichtet	5991055
Unbeschichtet	5991054

Cytoslides mit Maske



- Für die Immunfluoreszenz
- Die schwarze Beschichtung absorbiert das UV-Licht außerhalb der Maske; nur das Präparat ist im Mikroskop sichtbar
- 100 Objektträger/Packung

Beschreibung	Bestellnummer
Einfacher Kreis, schwarze Maske	5991057
Doppelter Kreis, blaue Maske	B5991050