

Thermo Scientific Shandon ClearVue™ Deckglas-Magazine

ClearVue Deckglas-Magazine — Nutzen Sie Ihre Zeit!

Jetzt neu - Die Shandon ClearVue Deckglas-Magazine für den Shandon ClearVue Eindeckautomat:

- Fertig bestückt mit jeweils 500 Deckgläsern
- Schnell und ohne Unterbrechung des Arbeitsablaufs in den Shandon ClearVue Eindeckautomaten einsetzbar
- Kein manuelles Einsetzen der Glas-Deckgläser erforderlich, daher zuverlässige Abgabe eines einzelnen, fettfreien Deckglases

Art-Nr.	Beschreibung
A79210050	24 x 40 mm; 1,5; 500 x 2
A79210051	24 x 50 mm; 1,5; 500 x 2
A79210052	24 x 55 mm; 1,5; 500 x 2
A79210053	24 x 40 mm; 1,0; 500 x 2
A79210054	24 x 50 mm; 1,0; 500 x 2
A79210074	24 x 40 mm; 1,5; 500 x 20
A79210075	24 x 50 mm; 1,5; 500 x 20
A79210076	24 x 55 mm; 1,5; 500 x 20
A79210077	24 x 40 mm; 1,0; 500 x 20
A79210078	24 x 50 mm; 1,0; 500 x 20



Fertig bestückte Deckglas-Magazine

Jedes Magazin enthält 500 Deckgläser und lässt sich mühelos in die Arbeitsabläufe Ihres Labors integrieren. Setzen Sie das Magazin einfach in das Gerät ein, schließen Sie die Klappe und wenden Sie sich anderen Arbeiten im Labor zu.

Empfohlene Eindeckmedien

Shandon ClearVue Mountant ist das ideale Produkt für den Shandon ClearVue™ Eindeckautomaten und wird wie alle Thermo Scientific Reagenzien gemäß höchsten Qualitätsstandards hergestellt.

Thermo Scientific Shandon ClearVue Mountant

Art-Nr. – 4211

Thermo Scientific Shandon ClearVue Mountant XYL

Art-Nr. – 4212

©2008 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. nationalen Niederlassungen.

Anatomical Pathology

USA
1-800-522-7270
(269) 372-2674 Fax

Grossbritannien
0800 0189396 +44 (0) 1928 562501
+44 (0) 1928 562627 Fax

Deutschland
PH: + 49 (0) 6103/408-1023
Fax: + 49 (0) 6103/408-1636
Im Steingrund 4-6
63303 Dreieich

www.thermo.com/pathology

M48001-DE

R3/08